



ВЕНОЛОКАТОРЫ

Визуализация вен в режиме реального времени, их местоположения на коже рук, ног, головы.

ШИРОКИЙ ВЫБОР МОДИФИКАЦИЙ:

- Настольные
- Напольные
- Портативные

ПРИМЕНЯЕТСЯ:

Сосудистая хирургия

помогает медработникам с выполнением процедуры

Онкология

помогает найти нужные вены даже у людей с истонченными венами, которые получают регулярные внутривенные вливания лекарственных средств

Косметология

помогает исключить попадания в сосуды на лице при выполнении косметологических манипуляций

Педиатрия

облегчает процесс поиска вен у маленьких пациентов

Лаборатория

сокращает время забора крови




ВИЗУАЛИЗАТОРЫ ВЕН

- Показывают контурное изображение вен и проецируют изображение на поверхность кожи.
- Работает в режиме реального времени.
- Не контактирует с телом.



NAVI-60 ООО «АРМЕДИКА»

- 4 уровня яркости
- 3 режима настройки глубины: 0-2, 2-4, 4 мм
- 6 цветов изображения
- Работа от сети и аккумулятора
- Настольная и напольная подставка



VEIN FINDER VIVO 500S VIVOLIGHT

- 4 уровня яркости
- 3 режима настройки глубины: 0-2, 2-4, 4 мм
- Работа от сети и аккумулятора
- Напольная подставка



Больше товаров
в разделе флебология
на сайте kriptomed.ru



VD80 ООО «АРМЕДИКА»

- 3 уровня яркости
- 3 режима настройки глубины: 0-2, 2-4, 4-5 мм
- 3 цвета изображения
- Работа от сети и аккумулятора
- Настольная и напольная подставка



VEINSIGHT VS400 BLZ TECHNOLOGY

- 3 уровня яркости
- Настройки глубины до 10 мм
- 5 цветов изображения
- Работа от сети и аккумулятора
- Настольная и напольная подставка

+7 (495) 795-95-65
info@kriptomed.ru

