



# Элема-Н МБП 1

Массажер барабанной перепонки уха с помощью попеременного воздействия давления и вакуума

+7 (495) 795-95-65  
info@kriptomed.ru  
kriptomed.ru



КРИПТ  МЕД

№	Технические характеристики	Значение технических характеристик
1	<p>Назначение</p> 	<p>Предназначен для пневматического массажа барабанной ушной перепонки человека с целью улучшения ее подвижности путем попеременной подачи импульсов вакуума и давления. Аппарат может применяться в ЛОР кабинетах, отделениях лечебно-профилактических учреждений, спецстационарах, сурдологических центрах и других лечебных учреждениях. Длительность процедуры задается встроенным таймером. После начала процедуры, амплитуда вакуума и давления плавно нарастает от минимального до установленного с целью предотвращения неприятных ощущений у пациента. Установка параметров процедуры производится с помощью кнопочной клавиатуры. Индикация показаний производится с помощью знаковинтезирующих LED-индикаторов.</p>
2	Основные части:	Аппарат, специальные наушники, олива для непосредственного подключения к слуховому проходу
3	Диапазон создаваемого давления, мм.рт.ст	от 0 до 20
4	Диапазон создаваемого вакуума, мм.рт.ст.	от -0 до 20
5	Диапазон установки амплитуды полуволны вакуума и полуволны давления импульсов, мм.рт.ст.	6 - 20
6	Диапазон установки частоты подачи импульсов(полуволна давление+полуволна вакуум), Гц.	2 - 26
7	Диапазон установки продолжительности подачи импульсов (времени)	1 - 99
8	Время плавного нарастания амплитуды импульсов управляющих напряжений (полуволна давление+полуволна вакуум) от 0 до установленного значения, сек.	3
9	Питание от сети переменного тока, В, Гц	220, 50
10	Габаритные размеры, мм	280x200x125
11	Масса, кг	3

